Versuchsbeschreibung/Gebrauchsanleitung

CorEx Schülerexperimentier-Gerätesatz (SEG)

Mechanik 1



u beziehen bei CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH

Schülerexperimentier-Gerätesatz (SEG)

Mechanik 1

Bestellnummer 43000

Inhalt

Kleinte Einräu Hinwe	teilübersicht		
	Mechanik fester Körper		
M 1	Volumen eines Körpers10	M 11	Standfestigkeit23
M 2	Dichte eines Körpers11		Trägheit von Körpern24
M 3	Kraftwirkungen – Federdehnung		Reibung25
	– Hooke'sches Gesetz12		Zweiseitiger Hebel26
M 4	Federkraftmesser14		Einseitiger Hebel28
M 5	Kraftwirkungen – Biegung16		Balkenwaage30
M 6	Biegung einer Blattfeder17	M 17	Laufgewichtswaage31
M 7	Richtungsabhängigkeit der		Feste Rolle32
	Krafteinwirkung18	M 19	Lose Rolle33
M 8	Zusammensetzung von Kräften19		Feste und lose Rolle = Flaschenzug 35
M 9	Schwerpunkt eines Körpers20		Wirkungsgrad36
M 10	Gleichgewicht22	M 22	Geneigte Ebene38
F 1 F 2	Mechanik flüssiger Körper Flüssigkeiten mit freier Oberfläche40 Verbundene Gefäße41	F 9 F 10	Kapillarwirkung48 Adhäsionskräfte49
F 3	Niveauausgleich bei Flüssigkeiten 42	F 11	Oberflächenspannung50
F 4	Druckausbreitung in Flüssigkeiten43	F 12	Auftrieb in Flüssigkeiten51
F 5	Cartesianischer Taucher44	F 13	Modell eines Aräometers53
F 6	Prinzip des U-Rohr-Manometers45	F 14	Schwimmen – Sinken54
F 7	Hydrostatischer Druck46	F 15	Nutzung der Wasserkraft55
F 8	Saug- und Druckpumpe47		
	Mechanik gasförmiger Körper		
G 1		G 7	Modell siner Spritzflassha
G 2	Luft als Körper56 Verdichtung und Ausdehnung57	G 8	Modell einer Spritzflasche62 Prinzip einer Taucherglocke63
G 3	Wirkungen des Luftdrucks58	G 9	Kraftwirkung eines Gases (1)64
G 4	Unter- und Überdruck59	G 10	Kraftwirkung eines Gases (1)65
G 5	Erzeugung eines luftverdünnten	G 11	Kraftwirkung eines Gases (2)66
	Raumes60	G 12	Prinzip von Wärmekraftmaschinen67
G 6	Prinzip des Kolben-Manometers61	- · -	

Mechanik flüssiger Körper

F 8 Saug- und Druckpumpe



Material

2
3
4
6
7
15
17
18
29
34
35
39
52
56
57

Zusätzlich erforderlich: Wasser

Versuchsdurchführung

Die Profilschiene wird mit den Füßen verbunden. Die Klemmschieber werden aufgesetzt und die Stativstäbe eingesteckt. Der Deckel der Saugflasche wird gegen den Deckel mit Bohrung ausgetauscht. In die Flaschenöffnung wird das flexible Steigrohr etwa 5 mm hineingesteckt. In die senkrecht gehaltene Saugflasche wird eine Ventilkugel so eingelegt, dass sie die Öffnung des Steigrohranschlusses verschließt. Die Bohrung im Deckel der Saugflasche wird mit dem Gummistopfen verschlossen und in diesen der Trichter gesteckt.

In den Trichter wird die zweite Ventilkugel gelegt. Das so vorbereitete Gefäß wird mit Hilfe einer Doppelmuffe und eines Halteclips so befestigt, dass das Steigrohr tief in den darunter stehenden Becher hineinragt. Am zweiten Stativstab wird mittels einer Doppelmuffe und eines Halteclip die Spritze senkrecht angeordnet und über den Schlauch mit dem seitlichen Anschluss der Saugflasche verbunden. Der Becher wird mit Wasser gefüllt.

Der Kolben der Spritze wird zügig einige Male hinein- und herausbewegt, wobei die Spritze mit der anderen Hand festgehalten wird. Die Auswirkungen der Kolbenbewegungen und das Verhalten der Ventilkugeln werden beobachtet.

Fragen

- 1. Was kann man beobachten, wenn man den Kolben der Spritze nach oben zieht?
- 2. Was kann man beobachten, wenn man den Kolben der Spritze nach unten drückt?
- 3. Wie verhalten sich die Ventilkugeln beim Ziehen des Spritzenkolbens?
- 4. Wie verhalten sich die Ventilkugeln beim Drücken des Spritzenkolbens?
- 5. Warum bezeichnet man das Modell als Saug- und Druckpumpe?