

## PASCO Lichtleiterkabel

Unverbindliche Artikelinformationen aus [www.schuchardt-lehrmittel.de](http://www.schuchardt-lehrmittel.de) vom 22.11.2024/DE5

Bestellnummer: 71144052



zum Artikel im  
Webshop

153,00 € zzgl. MwSt.

Führen Sie Emissionsspektroskopie-Experimente mit dem kabellosen Spektrometer durch, indem Sie einfach das Lichtleiterkabel in den Küvettenhalter einstecken und das Ende des Kabels in die Lichtquelle richten. Typische Anwendungen sind z.B. Emissionsspektren von Lichtquellen und Gasentladungsröhren.

### Erforderliches Zubehör



PASCO Kabelloses Spektrometer

Bestellnummer 71144051

798,00 € zzgl. MwSt.