

## Mikroskop-Kamera Set RED101 LED 400x

Unverbindliche Artikelinformationen aus [www.schuchardt-lehrmittel.de](http://www.schuchardt-lehrmittel.de) vom 21.11.2024/DE5

Bestellnummer: 71223024



zum Schulungsvideo

538,00 € zzgl. MwSt.

Vergrößerung:  
40x/100x/400x

Das RED-101 entspricht in allen technischen Details dem RED-100 und ist zusätzlich mit einem vertikalen Fototubus ausgestattet. Dieser ermöglicht die einfache Montage einer Okularkamera. So können Sie die betrachteten Objekte als Foto oder Video speichern bzw. für die ganze Klasse auf einem externen Gerät anzeigen.

Unser Mikroskop-Kamera Set des RED-101 wird zusätzlich mit einer Moticam A1 und einem Weitfeldokular geliefert.

### Technische Daten:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Stativ:           | Stabiles Ganzmetallstativ, Höhe 39 cm  |
| Objektivrevolver: | 3-fach mit Kugellagerung und Klickrauerung   |
| Einblick:         | Dual-Tubus, mit Prisma, um 360° drehbar  |
| Okular:           | Weitfeld 10x   |
| Objektive:        | 1A vergütete Objektive: 4x, 10x, 40x mit Präparateschutz                                 |
| Vergrößerung:     | 40x/100x/400x  |
| Kondensator:      | Kondensator N.A. 0.65 mit Irisblende und Glasabdeckung                                   |
| Objektstisch:     | 130 x 130 mm mit Gleittisch und Präparateklammern "one touch"                            |
| Scharfstellen:    | Grob- und Feintrieb beidseitig, Anschlagschutz (Verhindert das Zerstören des Präparates) |
| Beleuchtung:      | LED, regelbar 70mW   |
| Stromversorgung:  | Ladegerät 100-220V oder Akkus  |

Abmessungen:  
234 x 152 x 334mm

Gewicht:  
4,7 kg

### Lieferumfang:

Inklusive Staubschutzhülle, Moticam A1, Weitfeldokular WF 10fach/18, Akkus und Ladegerät

Das ideale Mikroskop für den Einstieg in die Welt der Mikroskopie. Die Objektträger können einfach mit den „One-Touch-Clips“ auf

## Mikroskop-Kamera Set RED101 LED 400x

Unverbindliche Artikelinformationen aus [www.schuchardt-lehrmittel.de](http://www.schuchardt-lehrmittel.de) vom 21.11.2024/DE5

Bestellnummer: 71223024

dem Objektisch befestigt werden. Durch Drücken der Verbindung beider Präparateklammern öffnen sich diese und das Einlegen und Verschieben des Objektträgers kann einhändig erfolgen.

### Empfohlenes Zubehör



Objektiv EA 60fach/0.85/S

Bestellnummer 100255


49,80 € zzgl. MwSt.



Weitfeldokular WF 10x/18mm

Bestellnummer 71233004

27,70 € zzgl. MwSt.



Objektmikrometer 1mm in 100 Teile

Bestellnummer 110000

24,40 € zzgl. MwSt.



Weitfeldokular WF15fach/12

Bestellnummer 867101

27,70 € zzgl. MwSt.



Weitfeld-Mikrometerokular WF 10fach

Bestellnummer 100252

63,30 € zzgl. MwSt.



Objektiv EA 20fach/0.40

Bestellnummer 100254

44,50 € zzgl. MwSt.