

Dose AQUADUR® 5–25

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.schuchardt-lehrmittel.de vom 06.04.2025/DE5

Bestellnummer: 81270



zum Artikel im
Webshop

32,50 € zzgl. MwSt.

Wird Wasser durch Umkehrosmose weiter aufgereinigt, stört bereits eine geringe Wasserhärte den weiteren Prozess. AQUADUR® Sensitive wird z. B. in Dialysepraxen verwendet, um die Qualität des Wassers nach der ersten Enthärtung zu testen.

Packungsgröße:

Dose à 100 Teststäbchen 6 x 95 mm