

## Betrachtungskit für DIDACAM®



### I. Beschreibung

Für eine direkte Projektion von Mikropräparaten Dias und verschiedenen Organismen in Küvetten.

#### Zusammenstellung:

- ein Clip mit Diahalter zur Befestigung am Kopf der Videokamera, dient gleichzeitig zur Halterung der Küvetten.
- 2 Küvetten mit Deckel aus transparentem Kunststoff 45 x 24 x 53 mm
- 3 wasserdichte Küvetten aus transparentem Kunststoff ohne Deckel 10 x 10 x 40 mm.

### II. Inbetriebnahme

Der Clip wird am Kopf der Kamera befestigt (siehe Abbildung).

Der Projektionsabstand kann entlang der gesamten Länge des Stabes gewählt werden.

Wenn Sie Änderungs- und/oder Verbesserungsvorschläge haben, so können Sie uns diese gerne mitteilen.