

AQUADUR® 4–21 Wasserhärte Test-Streifen

Unverbindliche Artikelinformationen aus www.schuchardt-lehrmittel.de vom 23.11.2024/DE5

Bestellnummer: 91220



zum Artikel im
Webshop

31,50 € zzgl. MwSt.

Wird Wasser durch Umkehrosiose weiter aufgereinigt, stört bereits eine geringe Wasserhärte den weiteren Prozess. AQUADUR® Sensitive wird z. B. in Dialysepraxen verwendet, um die Qualität des Wassers nach der ersten Enthärtung zu testen.

Packungsgröße:

Dose à 100 Teststäbchen 6 x 95 mm